

オープンカウンター方式による見積依頼について

- ・オープンカウンター方式とは、調達案件を公開し、見積参加業者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式で、随意契約を前提とした見積書の提出依頼です。
- ・提出期限までに提出された有効な見積書のうち、最低価格（消費税込み）を提示された事業者を契約の相手方とします。
- ・見積参加を希望される場合は、以下の留意事項を熟読のうえ、見積書を提出してください。

《留意事項》

1 見積書を提出する者に必要な資格等

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

2 見積書の提出先及び問合せ先

青森県警察本部会計課調度係

〒030-0801 青森県青森市新町二丁目3番1号

代表電話番号017-723-4211（内線）2242

※ 見積書提出後は、当該調達に関する意義申し立ては受け付けません。

3 調達案件名

「0C-へモキャッチS' 栄研' 反応容器ほか」別紙（案件番号0001）オープンカウンター仕様書のとおり

4 見積書提出期限

令和3年6月3日(木)午後1時必着

※ 見積書は、持参、郵送を問わず、締切日時必着とし、封筒の表に「(案件名) オープンカウンター見積書在中」と必ず朱書きしてください。見積書の様式は、内容を満たしていれば各社の見積書で結構です。

5 見積書の無効

次のいずれかに該当する見積書はこれを無効とします。

- (1) 必要な資格を満たさない者が提出した見積書
- (2) 見積書の記載に不備があるもの
- (3) 同一の見積について、2通以上提出された見積書
- (4) 不当な価格のつり上げ（下げ）、談合等の背信行為又は連合と認められる場合及び疑いのある場合
- (5) 金額を訂正した見積書

- (6) 錯誤により提出されたと認められる見積書
- (7) 誤字及び脱字等により意思表示が明確でないもの
- (8) 見積書提出期限までに到達しなかったもの
- (9) 見積書の作成に当たり、「鉛筆」や「消えるボールペン」等、容易に消すことができる筆記用具等で記載されたもの

6 契約の相手方及び契約金額について

提出された有効な見積書のうち、最低価格（消費税込み）を提示された事業者を契約の相手方とします。

見積額は、特段の指示がない場合、当該調達案件の履行に要する一切の費用を含んだ総価（消費税込み）を記載してください。

契約金額は、原則として、見積書に記載されている金額（消費税込み）となります。

7 その他

- (1) 上記6において、同価の見積書が2者以上ある場合には、予算決算及び会計令第83条の規定の例に倣い、「くじ」により決定します。
- (2) 参加者不在の場合又は予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。
- (3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。

オープンカウンター仕様書

案件番号	0001		
件名	OC-ヘモキャッチS' 栄研' 反応容器ほか		
納入場所	青森県青森市新町二丁目3番1号 青森県警察本部 科学捜査研究所		
納入期限	令和3年6月30日(水)		
見積書提出先	郵便番号	030-0801	
	住所	青森県青森市新町二丁目3番1号	
	名称	青森県警察本部 会計課調度係	
	連絡先	代表電話	017-723-4211内線(2242)
		FAX番号	017-775-1674
見積書提出期限	令和3年6月3日(木) 午後1時		
見積書の宛名	支出負担行為担当官 青森県警察会計担当官		
番号	品名	規格等	数量
1	OC-ヘモキャッチS' 栄研' 反応容器	栄研化学 E-PC13 100回分	2箱
2	ヒトゲノムDNA定量キット	タカラバイオ ヒトゲノムDNA定量 キットVer.2 RR281 200反応	3箱
3	PrepFiler Express Forensic DNA Extraction Kit	ThermoFisher SCIENTIFIC 4441352 52preps	8箱
4	Conditioning Reagent,3500 Series	ThermoFisher SCIENTIFIC 4393718 1unit	4本
5	3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array,36cm	ThermoFisher SCIENTIFIC 4404687 24本/アレイ	1箱
6	10%SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)溶液	ThermoFisher SCIENTIFIC UltraPure SDS Solution,10% 15553027 4×100ml 又は同等品	1箱
特記事項	同等品を申請される場合は、見積書提出先まで連絡の上、確認を受けてください。		